

Institut für Klinische Chemie und Klinische Pharmakologie
-Zentrallabor-

Leistungsverzeichnis	Version: 8 gültig ab: 12.09.2024 Revision: 12.09.2025
LV IF	Intranet
LV_IF	Seite 1 von 3

1. Klinische Indikation

Analyt: Antikörper gegen Intrinsic Factor (AIF) [ELISA]

Chronisch atrophische Gastritis (Autoimmungastritis) Perniziöse Anämie (PA)

Hinweise:

- Die Angabe der (Verdachts-) Diagnose bei der Anforderung (Lauris) sowie der klinischen Begleitumstände (Erstdiagnostik, Therapie, Verlauf) ist für eine Ergebnisbeurteilung unverzichtbar.
- Antikörper gegen Intrinsic Factor (AIF) sind spezifisch für die perniziöse Anämie (PA), aber nicht bei jedem PA-Patienten im Serum nachweisbar. Es werden zwei verschiedene Typen von Antikörpern unterschieden: Typ-1-Antikörper sind gegen den Vitamin B12-bindenden Teil des Intrinsic Faktors (blockieren also die Komplexbildung), Typ-2-Antikörper gegen den Bereich des Intrinsic Faktors, der an die Mukosa des Ileums bindet, gerichtet. IFA des Typs 1 treten bei 70% der PA-Patienten im Serum auf. IFA des Typs 2 kommen bei 35% der PA-Patienten vor, allerdings nur dann, wenn auch IFA des Typs 1 vorliegen.
- Der Nachweis von AIF mittels ELISA kann meist mit einem positiven Ergebnis des Immunfluoreszenztests (IFT) gegen Parietalzellen bestätigt werden.

	Erstellt von:	Geprüft von:	Freigegeben von:
Name	Sabrina Söntgen	Matthias Hentschel	Ramona Dolscheid
Datum	11.09.2024	12.09.2024	12.09.2024

Gedruckt: 02.05.2025 08:16:12, Sonja Groß



Institut für Klinische Chemie und Klinische Pharmakologie -Zentrallabor-

Leistungsverzeichnis

Version: 8 gültig ab: 12.09.2024

Revision: 12.09.2025

Intranet

LV IF

Seite 2 von 3

2. Anforderung / Befundmitteilung

Anforderung Elektronisch mittels Lauris

Laboranforderungssystem

DKGNT-Nummer /-Punkte 3877 / 450

Probenart, -volumen Serum, Monovette braun, mind. 1 ml.

Versand ungekühlt bis 1 Tag

Nachforderung nach Probengewinnung Innerhalb von 7 Tagen

Häufigkeit der Untersuchung tägl. montags bis freitags

Befundmitteilung werktags nach Validation über KAS und /

oder Netzdruck

3. Anforderungen an das Untersuchungsgut

3.1 Anforderung an die Patientenvorbereitung

Die Angabe der (Verdachts-) Diagnose bei der Anforderung (Lauris) sowie der klinischen Begleitumstände (Erstdiagnostik, Therapie, Verlauf) ist für eine Ergebnisbeurteilung unverzichtbar.

3.2 Entnahme, Transport

Die Dauer der Stauung sollte 30-60 Sekunden nicht übersteigen. Nach erfolgreicher Punktion ist die Stauung zu lösen und das Blut ohne zu schnelles Aufziehen zu entnehmen.

Bei einer Blutentnahme von Serum-, EDTA-, Citratröhrchen muss das Serumröhrchen immer als erstes abgenommen werden, um eine Kontamination mit den Inhaltsstoffen der anderen beiden Röhrchen zu vermeiden.

Blutentnahmen aus Kathetern und Venenverweilkanülen sollten vermieden werden. Muss aus einem Katheter abgenommen werden, wird der Katheter zweimal mit je 5 ml physiologischer Kochsalzlösung durchgespült, 2 ml Blut sind zu verwerfen und erst dann kann die Blutentnahme für die Analytik erfolgen.

Probe direkt nach Entnahme vorsichtig schwenken, um Gerinnselbildung zu vermeiden.

Die Proben sind schnellst möglich in das Labor zu transportieren.

Gedruckt: 02.05.2025 08:16:12, Sonja Groß



Institut für Klinische Chemie und Klinische Pharmakologie -Zentrallabor-

Leistungsverzeichnis	Version: 8 gültig ab: 12.09.2024 Revision: 12.09.2025
LV IF	Intranet

Seite 3 von 3

4. Prinzip des Untersuchungsverfahrens

4.1 Methode, Prinzip und Kurzbeschreibung der Ergebnisberechnung

ELISA (Anti-Intrinsic-Factor-ELISA (IgG)), Fa. Euroimmun

Gerät: Euroimmun Analyzer I (Fa. Euroimmun)

Auskünfte zur Messunsicherheit erteilen wir auf Anfrage, damit die medizinische Interpretation labordiagnostischer Ergebnisse sinnvoll und patientenorientiert erfolgen kann. (siehe Homepage, Rubrik Qualitätsmanagement)

4.2 Mögliche Störfaktoren und Fehlerquellen

Hämolytische, lipämische oder ikterische Proben ergaben bis zu einer Konzentration von 10 mg/ml für Hämoglobin, von 20 mg/ml für Triglyceride und 0,4 mg/ml für Bilirubin keine Interferenzen im ELISA.

5. Referenzbereiche

< 20 RE/ml negativ \geq 20 RE/ml positiv

Quelle: Fa. Euroimmun, Seekamp 31, D-23560 Lübeck

Gedruckt: 02.05.2025 08:16:12, Sonja Groß