

Institut für Klinische Chemie und Klinische Pharmakologie
-Zentrallabor-

Leistungsverzeichnis	Version: 4 gültig ab: 27.05.2024 Revision: 27.05.2025
LV_Fluoxetin	Intranet
	Seite 1 von 3

1. Klinische Indikation

Analyt: Fluoxetin

Mitbestimmung von Desmethylfluoxetin (aktiver Metabolit)

Auswahl Handelsnamen: Fluxet®

Therapeutisches Drug-monitoring (Therapiekontrolle und –beobachtung)

Klinische Pharmakologie:

- HWZ: 4 6 Tage (Fluoxetin), 4 15 Tage (Desmethylfluoxetin)
 wegen der langen Eliminations-HWZ (längste HWZ unter allen SSRI) Erreichen des Steady State erst nach einigen Wochen
- Metabolisierung durch CYP2D6, CYP2B6, CYP2C19 und CYP2C9 mit Bildung des pharmakologisch wirksamen Metaboliten Desmethylfluoxetin, wegen Autoinhibition der Metabolisierung nicht lineare Pharmakokinetik
- Cave: Fluoxetin und Desmethylfluoxetin sind starke Inhibitoren von CYP2C9 und geringfügig von CYP3A4, daher ist mit erhöhten Plasmaspiegeln von Pharmaka zu rechnen, die Substrate von CYP2C9 sind (z.B. insbesondere Amitriptylin, Clomipramin,Imipramin,Atomoxetin, Sertindol). Bei Kombination unbedingte Spiegelkontrolle.
 - Die Inhibition von CYP2D6 führt zu einer verminderten Metabolisierung von Tamoxifen zu seinem aktiven Metaboliten Endoxifen. Daher keine Gabe von Fluoxetin bei Frauen unter Tamoxifen-Behandlung.
- Wegen der langen HWZ von Fluoxetin und Desmethylfluoxetin besteht mehrere Wochen nach Absetzen noch ein Interaktionsrisiko!

	Erstellt von:	Geprüft von:	Freigegeben von:
Name	Matthias Hentschel	Ramona Dolscheid	Birgit Stoffel-Wagner
Datum	27.05.2024	27.05.2024	27.05.2024

Gedruckt: 02.05.2025 08:16:58, Sonja Groß



Institut für Klinische Chemie und Klinische Pharmakologie -Zentrallabor-

Leistungsverzeichnis

Version: 4 gültig ab: 27.05.2024

Revision: 27.05.2025

Intranet

LV_Fluoxetin

Seite 2 von 3

2. Anforderung / Befundmitteilung

Anforderung Elektronisch mittels Lauris

Laboranforderungssystem

DKGNT-Nummer /-Punkte 4210 / 900

Probenart, -volumen EDTA-Plasma, Monovette rot, mind. 1 ml.

Versand ungekühlt bis 1 Tag

Nachforderung nach Probengewinnung 3 Tage

Häufigkeit der Untersuchung 2 bis 3 x wöchentlich

Befundmitteilung 2 bis 3 Werktage nach Probeneingang und

Validation über KAS und/oder Netzdruck

3. Anforderungen an das Untersuchungsgut

3.1 Anforderung an die Patientenvorbereitung

Die Untersuchung sollte als Talspiegel vor der nächsten Dosis erfolgen.

3.2 Entnahme, Transport

Die Dauer der Stauung sollte 30-60 Sekunden nicht übersteigen. Nach erfolgreicher Punktion ist die Stauung zu lösen und das Blut ohne zu schnelles Aufziehen zu entnehmen.

Bei einer Blutentnahme von Serum-, EDTA-, Citratröhrchen muss das Serumröhrchen immer als erstes abgenommen werden, um eine Kontamination mit den Inhaltsstoffen der anderen beiden Röhrchen zu vermeiden.

Blutentnahmen aus Kathetern und Venenverweilkanülen sollten vermieden werden. Muss aus einem Katheter abgenommen werden, wird der Katheter zweimal mit je 5 ml physiologischer Kochsalzlösung durchgespült, 2 ml Blut sind zu verwerfen und erst dann kann die Blutentnahme für die Analytik erfolgen.

Die Proben sind schnellst möglich in das Labor zu transportieren.

Plasmaproben sind dunkel und gekühlt (4°C) gelagert für 24 Stunden stabil. Bei Aufbewahrung über 24 Stunden hinaus sollten die Proben bei ca. -20°C gelagert werden.

Blutentnahme – Empfehlung: Maximum 2-4 Stunden nach der letzten Dosis, Minimum unmittelbar vor der nächsten Dosis.

4. Prinzip des Untersuchungsverfahrens

4.1 Methode und Prinzip und Kurzbeschreibung der Ergebnisberechnung

Messverfahren: Ultrahochdruck-Flüssigkeitschromatographie mit massenspektrometrischer Detektion(LC-MS/MS)

Gedruckt: 02.05.2025 08:16:58, Sonja Groß



Institut für Klinische Chemie und Klinische Pharmakologie -Zentrallabor-

Leistungsverzeichnis Version: 4 gültig ab: 27.05.2024 Revision: 27.05.2025 Intranet

LV_Fluoxetin

Seite 3 von 3

Reagenz: MassTox, TDM SerieAAntidepressiva 1 *Extended* im Serum/Plasma, ChromsystemsInstruments and Chemicals GmbH

Gerät: KIT* PTQ QQQ 4500MD Triple-Quadrupol-Tandem-MS mit (U)HPLC, AB SCIEX Germany GmbH

Die Messunsicherheit lässt sich jeweils aktuell nach den Vorgaben der ZL01_VA_Messunsicherheit ermitteln. Auskünfte zur Messunsicherheit erteilen wir auf Anfrage, damit die medizinische Interpretation labordiagnostischer Ergebnisse sinnvoll und patientenorientiert erfolgen kann. (siehe Homepage, Rubrik Qualitätsmanagement)

4.2 Mögliche Störfaktoren und Fehlerquellen

Gel-Seperatoren können analytische Störungen verursachen.

Für diagnostische Zwecke sind die Ergebnisse stets im Zusammenhang mit der Patientenvorgeschichte, der klinischen Untersuchung und anderen Untersuchungsergebnissen zu werten.

5. Referenzbereiche

Therapeutischer Bereich:

Richtwerte (Talspiegel): $120-500 \,\mu\text{g/l}$ (Summe Fluoxetin und aktiver Metabolit) Kritischer/alarmierender Bereich: Werte >1000 $\mu\text{g/l}$ können zu toxischen Symptomen führen. Der behandelnde Arzt muss bei jedem Patienten den richtigen therapeutischen Bereich ermitteln.

Quelle: AGNP Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Psychiatry: Update 2017; Pharmacopsychiatry 51 (1-02): 9-62

Gedruckt: 02.05.2025 08:16:58, Sonja Groß